


HAPPYcover®


RIG®

COD. AM003

MADE IN ITALY



INSTRUCTIONS FOR USE // ISTRUZIONI PER L'USO

- 1 • Position the opening of the bag in the direction of the mouth.
Posizionare l'apertura del sacchetto in direzione della bocca.
- 2 • After use close the bag by removing the protective liner and by adhering the adhesive folding the flap.
Dopo l'utilizzo chiudere il sacchetto togliendo il liner di protezione e facendo aderire la parte adesiva piegando la patella.
- 3 • If coming from a non-infectious environment, dispose of as solid urban waste.
Se proveniente da ambiente non infettivo, smaltire come rifiuto solido urbano.

PIECES FOR PACKAGE: 20 - COD. AM003 // PEZZI PER CONFEZIONE: 20 - COD. AM003

Happy Cover RIG® is a medical device belonging to the CLASS I and it suits what prescriber by of MDR 2017/745 of 26/05/2021 and put on the market with the CE mark. - Happy Cover RIG® è un dispositivo medico appartenente alla CLASSE I ed è conforme a quanto prescritto dalla direttiva MDR 2017/745 del 26 maggio 2021 e viene messo in commercio con marcatura CE.



Product and packaged: ANGIMED S.R.L.
Tel. +39 085 975035 - Fax +39 085 9960203
www.angimed.it - info@angimed.it